


Galli Cap

- ✓ Formation, tests et enseignement
 - ✓ Applications précliniques
 - ✓ Applications cliniques
- ✓ Simplifier votre pratique
 - Aider à la prise en charge de vos patients
 - Encourager le développement de nouveaux radiopharmaceutiques

Galli Cap est un actuateur venant coiffer la partie supérieure du générateur de $^{68}\text{Ge}/^{68}\text{Ga}$ d'IRE ELiT et permettant, grâce à son boîtier de commande, une activation automatique à distance du bouton marche/arrêt, un comptage et un affichage des éluions effectuées depuis la mise en route du générateur. Il facilite la manipulation et améliore la radioprotection des utilisateurs.





S'utilise avec le boitier de commande ou connecté aux modules de synthèse Trasis.

SPÉCIFICATIONS

- **Poids de l'actuateur :** 300 g
- **Poids du boitier de commande :** 320 g
- **Longueur du câble :** 2 m
- **Hauteur du générateur + Galli Cap :** 250 mm
- **Fonctionnement :** 4* piles type AA

SERVICE INCLUS

Assistance technique

INFOS PRATIQUES

- **Délais de livraison :** 8 semaines
- **Informations :** radiopharmaceutical@ire-elit.eu